

Kleuren	Maten	Gewicht (zonder tas)	Zitting-breedte	Max. gebruikers-gewicht	Lichaams-lengte (enkel richtlijn)	Artikel nummer	Totaal-breedte	Totaal-lengte	Hoogte handvatten	Hoogte instelbaar posities	schappen-tas inhoud max.	Afstand tussen handvatten	Afmetingen wielen (voor/achter)	Transportafmetingen (lengte x hoogte x breedte)	Doos afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Doos gewicht
<b>Met standaard banden</b>																
Champagne	Large/62 cm	7,0 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRCHL600	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,4 kg
Wijnrood	Large/62 cm	7,0 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRWRL600	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,4 kg
Bruin	Large/62 cm	7,0 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRBOL600	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,4 kg
Anthraceut	Large/62 cm	7,0 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRSGL600	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,4 kg
Turquoise	Large/62 cm	7,0 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRTUL600	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,4 kg
Lila	Large/62 cm	7,0 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRLIL600	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,4 kg
Ice Blue	Large/62 cm	7,0 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRIBL600	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,4 kg
Electric Blue	Large/62 cm	7,0 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SREBL600	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,4 kg
Olijfgroen	Large/62 cm	7,0 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SROGL600	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,4 kg
Zwart	Large/62 cm	7,0 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRBKL600	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,4 kg
Wit	Large/62 cm	7,0 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRWHL600	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,4 kg
<b>Met standaard banden</b>																
Champagne	Medium/55 cm	6,8 kg	46 cm	150 kg	145 - 175 cm	SRCHM550	61 cm	66 cm	66 - 86 cm	7 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 74 x 22,5 cm	67 x 23 x 75 cm	9,2 kg
Wein red	Medium/55 cm	6,8 kg	46 cm	150 kg	145 - 175 cm	SRWRM550	61 cm	66 cm	66 - 86 cm	7 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 74 x 22,5 cm	67 x 23 x 75 cm	9,2 kg
Brown	Medium/55 cm	6,8 kg	46 cm	150 kg	145 - 175 cm	SRBOM550	61 cm	66 cm	66 - 86 cm	7 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 74 x 22,5 cm	67 x 23 x 75 cm	9,2 kg
Anthraceut	Medium/55 cm	6,8 kg	46 cm	150 kg	145 - 175 cm	SRSGM550	61 cm	66 cm	66 - 86 cm	7 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 74 x 22,5 cm	67 x 23 x 75 cm	9,2 kg
<b>Met standaard banden</b>																
Champagne	Small/50 cm	6,7 kg	46 cm	150 kg	125 - 150 cm	SRCHS500	61 cm	66 cm	63 - 79 cm	6 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 72 x 22,5 cm	67 x 23 x 73 cm	9,0 kg
Wijnrood	Small/50 cm	6,7 kg	46 cm	150 kg	125 - 150 cm	SRWRS500	61 cm	66 cm	63 - 79 cm	6 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 72 x 22,5 cm	67 x 23 x 73 cm	9,0 kg
Bruin	Small/50 cm	6,7 kg	46 cm	150 kg	125 - 150 cm	SRBOS500	61 cm	66 cm	63 - 79 cm	6 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 72 x 22,5 cm	67 x 23 x 73 cm	9,0 kg
<b>Comfort versie met zachte wielen</b>																
Champagne	Large/62 cm	7,2 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRCHL600UP	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,6 kg
Wijnrood	Large/62 cm	7,2 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRWRL600UP	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,6 kg
Bruin	Large/62 cm	7,2 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRBOL600UP	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,6 kg
Anthraceut	Large/62 cm	7,2 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRSGL600UP	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,6 kg
Turquoise	Large/62 cm	7,2 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRTUL600UP	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,6 kg
Lila	Large/62 cm	7,2 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRLIL600UP	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,6 kg
Ice Blue	Large/62 cm	7,2 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRIBL600UP	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,6 kg
Electric Blue	Large/62 cm	7,2 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SREBL600UP	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,6 kg
Olijfgroen	Large/62 cm	7,2 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SROGL600UP	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,6 kg
Zwart	Large/62 cm	7,2 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRBKL600UP	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,6 kg
Wit	Large/62 cm	7,2 kg	46 cm	150 kg	150 - 200 cm	SRWHL600UP	61 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 79 x 22,5 cm	67 x 23 x 81 cm	9,6 kg
<b>Comfort versie met zachte wielen</b>																
Champagne	Medium/55 cm	7,0 kg	46 cm	150 kg	145 - 175 cm	SRCHM550UP	61 cm	66 cm	66 - 86 cm	7 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 74 x 22,5 cm	67 x 23 x 75 cm	9,4 kg
Wijnrood	Medium/55 cm	7,0 kg	46 cm	150 kg	145 - 175 cm	SRWRM550UP	61 cm	66 cm	66 - 86 cm	7 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 74 x 22,5 cm	67 x 23 x 75 cm	9,4 kg
Bruin	Medium/55 cm	7,0 kg	46 cm	150 kg	145 - 175 cm	SRBOM550UP	61 cm	66 cm	66 - 86 cm	7 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 74 x 22,5 cm	67 x 23 x 75 cm	9,4 kg
Anthraceut	Medium/55 cm	7,0 kg	46 cm	150 kg	145 - 175 cm	SRSGM550UP	61 cm	66 cm	66 - 86 cm	7 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 74 x 22,5 cm	67 x 23 x 75 cm	9,4 kg
<b>Comfort versie met zachte wielen</b>																
Champagne	Small/50 cm	6,7 kg	46 cm	150 kg	125 - 150 cm	SRCHS500UP	61 cm	66 cm	63 - 79 cm	6 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 72 x 22,5 cm	67 x 23 x 73 cm	9,2 kg
Wijnrood	Small/50 cm	6,7 kg	46 cm	150 kg	125 - 150 cm	SRWRS500UP	61 cm	66 cm	63 - 79 cm	6 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 72 x 22,5 cm	67 x 23 x 73 cm	9,2 kg
Bruin	Small/50 cm	6,7 kg	46 cm	150 kg	125 - 150 cm	SRBOS500UP	61 cm	66 cm	63 - 79 cm	6 stappen	5 kg	47 cm	200 x 35 mm	66 x 72 x 22,5 cm	67 x 23 x 73 cm	9,2 kg