

Kleuren	Maten	Gewicht (zonder tas)	Zitting-breedte	Max. gebruikers-gewicht	Lichaams-lengte (enkel richtlijn)	Artikel nummer	Totaal-breedte	Totaal-lengte	Hoogte handvatten	Hoogte instelbaar posities	schappen-tas inhoud max.	Afstand tussen hand-vatten	Afmetingen wielen (voor/achter)	Transportafmetingen (lengte x hoogte x breedte)	Doos afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Doos gewicht
Met standaard banden																
Zwart	HD/62 cm	5,8 kg	55 cm	200 kg	160 - 200 cm	CRBKL700	69 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	56 cm	200 x 35 mm	66 x 86 x 23,0 cm	67 x 24 x 89 cm	8,0 kg
Comfort versie met zachte wielen																
Zwart	HD/62 cm	6,0 kg	55 cm	200 kg	160 - 200 cm	CRBKL700UP	69 cm	66 cm	74 - 102 cm	10 stappen	5 kg	56 cm	200 x 35 mm	66 x 86 x 23,0 cm	67 x 24 x 89 cm	8,2 kg